

Detektorlampen für HPLC & Photometrie

Made in Germany



Unsere Deuteriumlampen unterliegen **strengsten Qualitätsanforderungen** und ständiger Kontrolle. Jede justierte Lampe wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fertigung und Justierung garantieren Ihnen eine optimale Lampe für Ihr Gerät. Entdecken Sie jetzt unsere große Auswahl an Deuterium- & Vis-Lampen!



Was ist das Besondere an DURATEC-Deuteriumlampen?



Individuelles
Prüfzertifikat*)



Vollersatzgarantie
für 1000h & 2000h*)



Elektr. Betriebs-
stundenzähler*)



Top Preis/
Leistungsverhältnis

*) nur bei Deuteriumlampen

OEM-Nr.	Art-Nr.	Beschreibung
Agilent		192xxx = 1.000h 292xxx = 2.000h (DURANIUM™)
5182-1530 2140-0813 2140-0820	292885	DURANIUM™ L2D2-Lampe ohne RFID für Agilent G1315 A/B/C /D, G1365A/B/C/D, G7115A, G7165A (DAD)
5182-1530 2140-0813 2140-0820	292885-PLUS	DURANIUM™ L2D2-Lampe ohne RFID, erhöhte Intensität bei 190-220 nm , für Agilent G1315 A/B/C /D, G1365A/B/C/D, G7115A,G7165A (DAD)
G1314-60100 G1314-60101	292886	DURANIUM™ L2D2-Lampe ohne RFID für Agilent G1314 A/B/C/D/E/F, G7114 A/B (VWD)
5190-0917	292888	DURANIUM™ L2D2-Lampe (8-polig) ohne RFID für Agilent G4212A/B, G7117A/B/C (DAD)
G1314-60100 G1314-60101	192886	D2-Lampe ohne RFID für Agilent G1314A/B/C/D/E/F, G7114A/B (VWD)
G1103-60001	194885	vis-Lampe (Wolfram) für Agilent G1315A/B/C/D, G1365A/B/C/D (DAD/MWD)
Analytik Jena		
820-60013-0	094129	vis-Lampe (mit Halter) für Zeiss M500, Analytik Jena Specord 30, 40, 50, 200, 205, 210, 250, S600
820-60267-P	094229	vis-Lampe für Analytik Jena - SPECORD PLUS Serie (neuere Geräte)
820-60021-0	192129	D2-Lampe für Analytik Jena Specord 5/10/30/40/50/S100/2xx/S600, Spekol 1200/UV VIS, M500
820-60238-0	192130	D2-Lampe Analytik Jena, Spekol 1300/1500/2000
Merck Hitachi		
885-3570 890-2430 892-2550	192049	D2-Lampe für Hitachi/Merck L-2400, L-2450 DAD, L-7400, L-7420, L-7450, L-7450A, L-7455
Perkin Elmer		
B0160917 L6022728	192143	D2-Lampe für PerkinElmer Lambda 2 bis 45, 650, 750, 800, 850, 900, 950, Bio, Bio+ und LC480
B0114620 C0550500	194710	vis-Lampe für Perkin Elmer Lambda
Pharmacia		
80-2106-16	094124	vis-Lampe Pharmacia Ultrospec-Serie 1000E, 2000, 3000, 4000
Shimadzu		
670-14602-00	094619	vis-Lampe für Shimadzu SPD-10AV, -10AVvp, -20AV
062-65004-06 885-1200	094860	vis-Lampe für Kontron Uvikon, Shimadzu UV-160, UV-1601, UV-1650, UV-2101, UV-2401, UV-2501, UV-3101, UV-3600, UV-2600 Series, UV-2700 Series, UV-3600Plus Series, UV-3700 Series, and UV-3700 DUV
670-14603 228-34016-02 228-34016-00	292618	DURANIUM™ L2D2-Lampe für Shimadzu SPD-10A(V), SPD-10AVP, SPD-M10AVP, SPD-20A(V), SPD-M20A
Thermo/Dionex		
6074.1110	192110	D2-Lampe für Dionex UltiMate VWD-3000, VWD-3100, VWD-3400RS, DAD-3000(RS), MWD-3000(RS)
6074.2000 6083.2000	194110	vis-Lampe für Dionex UltiMate VWD-3100, VWD-3400, MWD-3000, DAD-3000(RS)
6074.1110	292110	D2-Lampe für Dionex UltiMate VWD-3000, VWD-3100, VWD-3400RS, DAD-3000(RS), MWD-3000(RS)
Waters		
WAT052586	292333	DURANIUM™ L2D2-Lampe für Waters 996, 2996, Acquity 2996 PDA
WAS081142	292334	DURANIUM™ L2D2-Lampe für Waters 2487, 2488, Acquity TUV, UPLC TUV
201000281 201000186	292335	DURANIUM™ für Waters 2489, 2998, ACQUITY eLambda, ACQUITY UPLC PDA und TUV (ab S/N K05UPD700N)
700009330	292337	DURANIUM™ L2D2-Lampe für Waters ACQUITY Arc, ACQUITY UPLC PDA, 2998 PDA, 2489 UV/Vis
201000273	292335-PLUS	DURANIUM™ D2-Lampe mit Chip für Waters ACQUITY eLambda, ACQUITY UPLC PDA und TUV
700005269	292336-PLUS	DURANIUM™ D2-Lampe mit Chip für Waters ACQUITY UPLC / UPC2 PDA & UPLC TUV